

KOMORY HIPERBARYCZNE



TECHNOLOGIE DO LECZENIA RAN



ENPOL[®]
rok założenia 1989

EnPol sp. z o.o. działa z powodzeniem na rynku polskim od 1989 roku, oferując aparaturę i akcesoria z zakresu neurodiagnostyki, szeroko pojętej rehabilitacji oraz terapii hiperbarycznej. Ponad 30-letnie doświadczenie w branży aparatury medycznej pozwoliło nam wyselekcjonować najlepsze produkty z dostępnych na światowym rynku.

Dowiedz się więcej: WWW.ENPOL-LTD.PL



KOMORY HIPERBARYCZNE

Co to jest HBOT?

Terapia hiperbaryczna jest metodą leczenia chorób i urazów w komorze hiperbarycznej wykorzystującą tlen i ciśnienie wyższe niż atmosferyczne. Polega na podawaniu pacjentowi tlenu w środowisku o podwyższonym ciśnieniu. Dzięki zwiększonemu ciśnieniu przyspieszona jest migracja cząstek tlenu do komórek organizmu co zwiększa ich dotlenienie sprzyjając ich regeneracji i rozwojowi. W tej chwili terapia hiperbaryczna posiada ponad 100 wskazań klinicznych a w wyniku prowadzonych badań ta lista jest ciągle rozszerzana.

Jednoosobowe komory hiperbaryczne

różne średnice

ciśnienie od 1,5 ATA do 3,0 ATA

sterowanie manualne i automatyczne

system obustronnej komunikacji z pacjentem

bardzo dobre doświetlenie wnętrza (akrylowy cylinder)

możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych



Wielooosobowe komory hiperbaryczne

standardowa ilość miejsc od 2 do 16

ciśnienie od 1,5 ATA do 11,0 ATA

sterowanie manualne i automatyczne

system obustronnej komunikacji z pacjentem

dostęp dla wózków inwalidzkich

wyposażenie w dodatkowe urządzenia

konfiguracja wg potrzeb użytkownika



Dowiedz się więcej:



PLASMA CARE®

– innowacyjne leczenie ran

Przenośne urządzenie do generowania zimnej plazmy - rewolucja w leczeniu ran, trądziku i medycynie estetycznej. Plasma Care® to poręczne, przenośne urządzenie medyczne, które generuje zimną plazmę atmosferyczną z otaczającego powietrza w celu przyspieszania procesów gojenia i regeneracji. Urządzenie wykorzystuje zimną plazmę w celu oczyszczania ran i części ciała wszędzie tam, gdzie mogą się namnażać bakterie, wirusy i grzyby.



WSKAZANIA:

Rany przewlekłe

tętnicze, żyłne, zakaźne, cukrzycowe, neuropatyczne, traumatyczne, naczyniowe

wrzody, odleżyny lub ropne zapalenie skóry, zgorzel

potencjalne wskazanie obciążenia bakteryjnego, kolonizacji i zakażenia bakteriami

Ostre, otwarte rany

przyczyny mechaniczne

otarcia, skaleczenia, rany (kłute, wrodzone, szarpane, postrzałowe), szczeliny, ukąszenia, urazy, amputacja kończyn

potencjalne wskazanie obciążenia bakteryjnego, kolonizacji i zakażenia bakteriami

przyczyna termiczna

oparzenia, odmrożenia

Ostre, otwarte rany

rana chirurgiczna, wtórne gojenie ran chirurgicznych, miejsca przeszczepów skóry

profilaktyka ran zagrożonych zakażeniem

AKTYWACJA

ELIMINACJA



Podstawowe zalety terapii Plasma Care®:

skuteczność redukcji bakterii ~ 100%

eliminacja patogenów lekoopornych

1 minuta na aplikację

brak rozwoju oporności

brak uszkodzeń tkanek

przenośna i łatwa w użyciu

Dowiedz się więcej:



NATROX® O2

– miejscowa tlenoterapia ran

Tlenowa terapia ran NATROX® O2 to proste urządzenie mobilne, które w sposób ciągły (24/7) dostarcza do łóżyska rany czysty, nawilżony tlen. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania na skomplikowane, wolno gojące się lub niegojące się rany takie jak: owrzodzenia stopy cukrzycowej, niegojące się rany pooperacyjne, rany w wyniku zmiażdżenia oraz wszelkie inne rany, które są niedotlenione.

Co zapewnia terapia NATROX® O₂

SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA

O 71% szybsze gojenie niż w przypadku zastosowania wyłącznie leczenia standardowego.

ZADOWOLENIE PACJENTÓW

Wyniki satysfakcji na poziomie 90% oraz dobra tolerancja wśród pacjentów.



NATROX®
Wytwarzacz
Tlenu



NATROX®
System Dostawy
Tlenu



CZAS

Możliwość szybkiej zmiany opatrunku oraz brak konieczności dokładnego oczyszczania rany pozwala oszczędzić czas.



BEZPROBLEMOWA OBSŁUGA

Brak konieczności całodobowego monitorowania urządzenia. Możliwość samodzielnej obsługi przez pacjenta lub opiekuna.

Kiedy warto rozważyć terapię NATROX® O2

- Jeśli występują objawy kliniczne świadczące o tym, że rana jest niedotleniona.
- Jeśli rana nie reaguje na standardowe leczenie.
- Jeśli u pacjenta występują choroby współistniejące lub czynniki ryzyka, które czynią go bardziej podatnym na powikłania związane z ranami.



Stan początkowy rany



3 tygodnie
NATROX O2
redukcja rany o 57%



Całkowite wygojenie
po 5 tygodniach
terapii **NATROX**

Dowiedz się więcej:

ENPOL®
rok założenia 1989

EnPol sp. z o.o.

ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa
tel.: +48 22 813 37 01, +48 22 813 79 03
e-mail: ENPOL@ENPOL-LTD.PL
WWW.ENPOL-LTD.PL

