

KOMORY HIPERBARYCZNE



TLEN TO ŻYCIE



DOŁĄCZ
DO INNOWACYJNYCH
PLACÓWEK
DBAJĄCYCH O ZDROWIE!!!

ENPOL
www.enpol-ltd.pl

O nas

Firma Enpol sp. z o. o. działa z powodzeniem na rynku Polskim od 1989 roku oferując aparaturę i akcesoria z zakresu neurodiagnostyki, szeroko pojętej rehabilitacji oraz terapii hiperbarycznej. Ponad 30-letnie doświadczenie w branży aparatury medycznej pozwoliło nam wyselekcjonować najlepsze produkty z dostępnych na światowym rynku. Jesteśmy liderem w dystrybucji i serwisie komór hiperbarycznych w Polsce (ponad 40 komór sprzedanych w ciągu ostatnich 7 lat, i ponad 40 000 przeprowadzonych terapii)

Nasza wykwalifikowana kadra, która w sposób ciągły poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach, zjazdach i międzynarodowych szkoleniach jest zawsze do dyspozycji naszych klientów. Organizujemy również szkolenia z podstaw terapii hiperbarycznej.

Co to jest HBOT?

Terapia hiperbaryczna jest metodą leczenia chorób i urazów w komorze hiperbarycznej wykorzystującą tlen i ciśnienie wyższe niż atmosferyczne. Polega na podawaniu pacjentowi tlenu w środowisku o podwyższonym ciśnieniu. Dzięki zwiększonemu ciśnieniu przyspieszona jest migracja cząstek tlenu do komórek organizmu co zwiększa ich dotlenienie sprzyjając ich regeneracji i rozwojowi.

ISTOTA TERAPII HIPERBARYCZNEJ

Podstawowym skutkiem terapii jest zwiększenie ilości tlenu w organizmie.

Terapia hiperbaryczna powoduje także:

- zwiększenie doływu tlenu do uszkodzonego obszaru
- poprawienie ukrwienia w obszarze uszkodzonym poprzez zwężenie naczyń centralnych a zwiększenie przepływu przez tkanki uszkodzone
- zmniejszenie obrzęku uszkodzonych tkanek
- hamowanie namnażania się bakterii i zwiększa skuteczność antybiotykoterapii
- aktywację neoangiogenezy
- namnażanie komórek skóry właściwej i zwiększenie produkcji kolagenu
- wzrost aktywności przeciwbakteryjnej
- zwiększenie aktywności osteoblastów i osteoklastów
- zmniejszenie okresu półtrwania karboksyhemoglobin
- zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu we krwi

WSKAZANIA DO TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ TO:

- spowalnianie procesów starzenia się skóry (zwiótnienia, przebarwienia) i narządów wewnętrznych
- przewlekłe zmęczenie
- wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości
- choroby przewlekłe skóry (łuszczyca, pokrzywka, wysypka, rumień, AZS, trądzik)
- wspomaganie procesu leczenia po zabiegach medycyny estetycznej
- profilaktyka chorób przewlekłych
- przyspieszenie procesów rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych
- problemy z wchłanianiem pokarmu – zaburzenia przewodu pokarmowego
- choroby związane z niedotlenieniem tkanek
- leczenie obrzęków
- leczenie trudno gojących się ran
- anemia, migreny, depresje, grzybice
- choroby układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie)
- choroby układu nerwowego (ADHD, Autyzm, Ch. Alzheimera, Ch. Parkinsona)
- choroby z autoagresji i inne przewlekłe choroby zapalne
- regeneracja organizmu u sportowców


Jednoosobowe komory hiperbaryczne

- różne średnice
- ciśnienie od 1,5 ATA do 3,0 ATA
- automatyczne sterowanie
- system obustronnej komunikacji z pacjentem
- cicha praca
- bardzo dobre doświetlenie wnętrza (akrylowy cylinder)
- możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych



Wielosobowe komory hiperbaryczne

- standardowa ilość miejsc od 2 do 16
- ciśnienie od 1,5 ATA do 11,0 ATA
- automatyczne sterowanie
- system obustronnej komunikacji z pacjentem
- składane siedzenia umożliwiające maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- możliwość dostępu dla wózków inwalidzkich
- możliwość wyposażenia w dodatkowe urządzenia
- możliwość konfiguracji wg potrzeb użytkownika



Enpol sp. z o.o.
ul. Grochowska 217/1
04-077 Warszawa
tel.: +48 22-813-79-03
fax.: +48 22-813-77-59

www.enpol-ltd.pl
www.enpol-sklep.pl
www.terapia-hiperbaryczna.com.pl

ENPOL
www.enpol-ltd.pl